

2023年8月吉日  
株式会社理研ジェネシス

関係各位

## 「BNA®遺伝子変異検出キット」一部製品販売終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、BNA®遺伝子変異検出キットの一部製品につきまして、誠に勝手ながら販売を終了させていただくことになりましたので下記の通りお知らせ致します。

弊社での最終注文受付は2024年1月31日（水）とさせていただきます。なお、最終ロットの使用期限は2024年6月30日となっております。

お取引関係者様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【販売終了予定製品】

#### BNA™ Real-Time PCR Mutation Detection Kit

■フォワード・リバースプライマー、プローブ、クランプ(Clamp)が、一本に混合された試薬（40反応分）となります。

注：本kitにはMaster Mixは含まれておりませんので、併せてMaster Mixもご検討下さい。

Gene	Target	製品番号	希望販売価格（税別）	容量
EGFR	G719X	A132	74,000円	40反応
	Ex19del <sup>*1</sup>	A133	74,000円	40反応
	Ex19del2 <sup>*2</sup>	A134	60,000円	40反応
	S768I	A135	60,000円	40反応
	T790M	A136	60,000円	40反応
	Ex20ins	A137	60,000円	40反応
	L858R	A138	74,000円	40反応
	L861Q	A139	74,000円	40反応
	C797S	A205	60,000円	40反応

Gene	Target	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
EGFR	G719X Ex19del L858R L861Q	A206 (4種類セット)	200,000円	40反応 ×4種
	Control Ex19del2 S768I T790M Ex20ins C797S	A207 (5種類セット)	200,000円	40反応 ×5種
	Control	A131	32,000円	40反応

\*1 : Exon19 のコドン 746~751 付近の欠失変異を検出 \*2 : Exon19 のコドン 752~759 付近の欠失変異を検出

### Master Mix

Master Mix	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
2 x Master Mix 1本	A204	8,800円	40反応
2 x Master Mix 10本	A208	80,000円	40反応×10

なお、以下は販売継続となります。

### 【販売継続製品】

### BNA™ Real-Time PCR Mutation Detection Kit

■フォワード・リバースプライマー、プローブ、クランプ(Clamp)が、一本に混合された試薬(40反応分)となります。

Gene	Target	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量		
KRAS	G12/G13 A59/Q61 K117 K146	A410	200,000円	40反応 ×9種		
	NRAS				G12/G13 A59/Q61 K117 K146	
					BRAF	V600/K601

注：本製品には、Master Mix が含まれておりますので、別途購入の必要はございません。

各遺伝子の各ターゲットの単品での販売は、いたしておりません。

## KRAS/NRAS/BRAF 用シーケンシングプライマー

■上記、kit を使用して出来た PCR 産物を下記製品で用いれば、

個別にシーケンス結果の確認も可能です。

Gene	Target	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
KRAS	G12/G13	A420	20,000 円	10μM50μL ×9 種
	A59/Q61			
	K117			
	K146			
NRAS	G12/G13			
	A59/Q61			
	K117			
	K146			
BRAF	V600/K601			

注：各遺伝子の各ターゲットの単品での販売は、いたしておりません。

## オプション試薬

オプション試薬	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
UNG (Uracil N-Glycosylase)	A426	24,000 円	100μL (~400 反応)

## BNA™ Clamp Enrichment Kit

■フォワード・リバース、クランプを個別のチューブにて準備した試薬 (80 反応分) となります。

注：PCR 用酵素や蛍光色素等は、別途ご準備下さい。

Gene	Target	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
KRAS	G12/G13	A149	40,000 円	80 反応
NRAS	G12/G13	A150	40,000 円	80 反応
BRAF	V600	A151	40,000 円	80 反応
KRAS NRAS BRAF	G12/G13 G12/G13 V600	A152 (3 種類セット)	100,000 円	80 反応 ×3 種

Gene	Target	製品番号	希望販売価格 (税別)	容量
EGFR	G719X	A141	40,000 円	80 反応
	Ex19del*1	A142	40,000 円	80 反応
	Ex19del2*2	A143	40,000 円	80 反応
	S768I	A144	40,000 円	80 反応
	T790M	A145	40,000 円	80 反応
	C797A	A146	40,000 円	80 反応
	L858R/L861Q	A147	40,000 円	80 反応
	G719	A148 (7 種類セット)	200,000 円	80 反応 ×7 種
	Ex19del*1			
	Ex19del*2			
	S798I			
	T790M			
	C797S			
L858R/L861Q				

\*1 : Exon19 のコドン 746~751 付近の欠失変異を検出 \*2 : Exon19 のコドン 752~759 付近の欠失変異を検出

※本製品は受注生産品となっており、受注処理後製造を開始しております。

ご発注後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。

予めご了承くださいますようお願いいたします。

【製品ホームページ】

<https://www.rikengenesiss.jp/product/ruo/bna.html>

【本件に関するお問合せ先】

株式会社理研ジェネシス 営業 2 課

E メール : [info2@rikengenesis.jp](mailto:info2@rikengenesis.jp)

電話番号 : 03-5759-6042